



Empresas
Fullmedical

PAOLA FELIU SOTO

Comercializadora de Equipos Médicos

RUT.: 15.300.443-9

CONCEPCION

Termómetro Infrarrojo Professional FTW01 Linea Euro-300

Tamaño del producto: 35cm*15cm*30cm

Peso: 70 grs.

Modelo: OBD02

Datos de memoria: 32 grupos

Distancia de medición: 1.5-3 cm

Error de medición: ± 0.3 °C.

Rango de medición: Modo de temperatura corporal: 34.0 °C - 42.2 °C; Modo de superficie: 0 °C - 100 °C.

Medición rápida: medición de 1 segundo.

Fuente de alimentación: DC 1.5V (dos baterías AAA) Por motivos de transporte. La batería no está incluida en el producto. Tienes que comprarlo tú mismo.

Rango de medición: temperatura corporal: 34 °C - 43,9 °C (cuando la temperatura es inferior a 34 °C, mostrará "Lo"; cuando la temperatura medida sea superior a 42.2,0 °C, mostrará "Hi")

Unidad de visualización: Celsius (°C) / Fahrenheit (°F). Celsius y Fahrenheit; son intercambiables y opcionales.

Luz de fondo tricolor, alarma de color

En el modelo del cuerpo humano, el producto puede determinar si el resultado de la medición pertenece al rango de fiebre. Los diferentes colores son los siguientes:

34.0-37.4 °C, luz de fondo verde. 37.5-38.4 °C, luz de fondo Azul. 38.5-42.2 °C, luz de fondo roja. Cuando la temperatura corporal es normal, la luz de fondo es verde. La fiebre baja es de color Azul. La fiebre alta es roja.

No táctil

Mantener alejado de la piel y medir en la frente. No toque la piel humana, limpia e higiénica, evite infecciones cruzadas.

Almacenamiento de datos

Después de medir la temperatura, los datos se guardarán automáticamente. Presione la tecla "M" para consultar los resultados de medición de temperatura anteriores. Se pueden almacenar 32 conjuntos de datos de medición para facilitar el análisis y la comparación. Mantenga

presionado el botón "M" durante 3 segundos para borrar toda la memoria. Mantenga presionada la tecla de configuración durante 5 segundos, luego cambie entre (Celsius) / (Fahrenheit), presione la tecla de medición para confirmar o apague durante 5 segundos sin ninguna operación.

Pasos para el uso

Presione el botón de medición para encender la pantalla LCD. La pantalla LCD se mostrará durante unos 2 segundos y luego el entorno actual. El grado se mostrará durante unos 2 segundos.

Cuando el dispositivo está encendido, el modo "medición de temperatura" se configura de manera predeterminada. Antes de medir la temperatura, seleccione el modo que desea medir. Coloque la sonda de medición cerca de la frente / cerca del objeto a medir, asegúrese de que la sonda esté equilibrada con la frente / objeto y que la distancia sea inferior a 3 cm.

Presione el botón de medición, escuchará un pitido que indica que la medición se ha completado y el valor de temperatura medido actual se mostrará en la pantalla LCD; puede ir acompañado de un mensaje de fiebre (si la temperatura corporal es demasiado alta, escuchará dos pitidos cortos y mostrará "Hi" "). La emisividad infrarroja de diferentes objetos será diferente, y la temperatura medida puede ser diferente.

Apagado automático

Apagado automático de 30 s. Apagado automático en 30 segundos sin operación, ahorro de energía y protección del medio ambiente.

fácil de transportar.

Medición con un botón, operación simple. Tamaño pequeño, estructura razonable, fácil de transportar.

Instrucciones de uso del producto:

Cómo encender y apagar:

1. Presione la tecla "M" para encender el teléfono.
2. Presione la tecla "M" nuevamente para apagar.

Cómo medir la temperatura:

1. Instale 2 baterías AAA en el producto (las baterías no están incluidas en el producto, debe traer las suyas propias).
2. Coloque el producto a 1,5-3 cm de distancia de la frente o el brazo.
3. Presione el botón de medición para medir la temperatura.

Cómo cambiar el modo de temperatura C / F:

1. En el estado de apagado. Mantenga presionada la tecla "-" durante 5 segundos. Hasta que aparezca F1 en la esquina inferior izquierda.
2. Presione la tecla "-" 3 veces. Gire "F1" a "F4".

3. Presione la tecla "+" para cambiar entre C / F.
4. Apague la energía para ahorrar.

Cómo ver 32 conjuntos de registros del historial de temperatura:

1. En el estado de apagado, presione la tecla "+" para ver la temperatura histórica.
2. Presione la tecla "+" nuevamente para buscar otros datos.

Cómo encender / apagar el sonido al medir la temperatura:

1. En el estado de apagado. Mantenga presionada la tecla "-" durante 5 segundos. Hasta que aparezca F1 en la esquina inferior izquierda.
- 2 Presione la tecla "+". Aparece un icono de volumen en la esquina superior derecha de la pantalla, lo que indica que el sonido está activado. Presione la tecla "+" nuevamente. El icono de volumen en la esquina superior derecha de la pantalla desaparece. El sonido se apaga.
4. Cierre el dispositivo para guardar.

Cómo cambiar entre el modo de medición del cuerpo humano y el modo de medición de objetos:

1. En el estado de encendido. botón.
- Aparece "Body" en la pantalla para indicar que está en el modo de medición del cuerpo humano.
- Aparece "Sur face temp" en la pantalla para indicar que está en modo de medición de objetos.

Cómo calibrar si la medición no es precisa muchas veces:

1. En el estado de apagado, presione y mantenga presionada la tecla "-" durante 5 segundos. Hasta que aparezca F1 en la esquina inferior izquierda.
2. Presione brevemente la tecla "-" dos veces. Gire "F1" a "F3".
3. Luego presione la tecla "+" para ajustar el valor a 0.0.
4. Cierre el dispositivo para guardar.





DETALLES DE PRODUCTO

