



### **“OXIMETRO DE PULSO PINZA PORTATIL ADULTO PEDIÁTRICO”**

Oxímetro de pulso, Rango de Medición: 70- 99% (o superior) Rango de Medición: 30- 235 ppm (o superior) Precisión: +/-2ppm o +/-2%(el mayor) Alimentación:2 Pilas alcalinas AAA Duración Pilas:30 hrs. de operación continua (o superior) Dimensión:58 x 32 x 34 Mm. Peso:50 grs. mide Spo2 y frecuencia de pulso, con colgador y baterías. Excelente uso pediátrico y adulto, fácil manejo, garantía un año. (Color imagen, solo referencial) amarra muñeca.

Oxímetro de Pulso  
Modelo Fingertip LINEA EURO-300  
Características del producto:

Fácil acceso y funcionalidad.  
Pequeño y Liviano.  
Gran sensibilidad y exactitud.  
Pantalla de SpO2, FC, PI, Forma de Onda Barra de Pulso.  
3 Modos de Pantalla.  
Transmisión de datos.  
Pantalla OLED de color verdadero  
Alarmas audibles, visuales y vibrantes.  
Indicador de batería baja.  
Apagado automático, de no ser utilizado.  
2 Pilas AA alcalinas o recargables.  
Bajo consumo de batería.

#### **Especificaciones Técnicas**

##### **Rango de Pacientes**

Adulto, Pediátrico.

##### **SpO2**

Rango de Medición: 70 - 100%.

Resolución: 1%.

Exactitud: 80% - 100%  $\pm$  2%.

70% - 79%  $\pm$  3%.

0% - 69% sin especificar.

##### **Pulso**

Rango de Medición: 30 - 235 bpm

Resolución: 1bpm

Exactitud: 30-100  $\pm$  2 bpm

101-235 $\pm$  2%

**Intensidad del Pulso**

Indicador por grafico de barra.

**Pantalla**

Pantalla OLED color Ture.

**Parámetros**

SpO2, PR, Forma de Onda y  
Barra de Pulso.

**Modos de pantalla**

3 modos de visualización

**Alarmas**

SpO2, Dedo fuera, Indicador Batería baja.

**Energía**

2 pilas AAA alcalina o recargables.

Tiempo Operación: 50 horas de uso normal.

**Almacenaje de la Información**

Hasta 72 Horas.

**Ambiente de Operación**

Temperatura Operación: 5°C - 40°C.

Temperatura Almacenaje: -20°C - 55°C.

Humedad Operación: 15% - 80%

Humedad Almacenaje: 10% - 85%.

**Función de Apagado Automático**

Apagado automático luego de 8seg sin actividad

**Seguridad**

IEC60601-1

**Dimensiones**

110mm x 35mm x 27mm

**Peso**110gr. (sin baterías)

